

INSERCIÓN DEL IMPLANTE ESSENTIAL® CONE

PASO A PASO [CARRACA O DINAMOMÉTRICA] COLOCACIÓN CON ADAPTADOR

JDTWKLF	LLAVE JDTORQUE® CARRACA
JDTWKL	LLAVE JDTORQUE® DINAMOMÉTRICA
10 07 02	ADAPTADOR PARA CARRACA
10 07 02 L	ADAPTADOR LARGO PARA CARRACA
10 07 02 XL	ADAPTADOR EXTRA LARGO PARA CARRACA
K 7000 A	LLAVE PLANA




Una vez retirado el transportador, proceder a la inserción definitiva del implante. Inserte el adaptador al implante.




Encaje la llave de carraca o dinamométrica en el adaptador, de forma que la llave indique el sentido de apriete [IN].

ADVERTENCIAS

NO DEBE INICIAR LA MANIOBRA DE ROSCADO SIN COMPROBAR QUE EL ENCAJE DEL ADAPTADOR CON EL IMPLANTE ES CORRECTO. SI EN LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE, LA RESISTENCIA QUE OFRECE EL HUESO ES ALTA SE DEBE CAMBIAR EL SENTIDO DE LA LLAVE CARRACA O DINAMOMÉTRICA A SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ [OUT] DESENROSCANDO EL IMPLANTE APROXIMADAMENTE 2 VUELTAS. A CONTINUACIÓN CAMBIAR LA LLAVE A SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ [IN] PROSIGUIENDO CON EL ROSCADO. DE ESTA FORMA SE LIBERA EL HUESO DE LAS TENSIONES PROVOCADAS Y SE FACILITA EL LABRADO DE LA ESPIRA. REPITA ESTE PASO TANTAS VECES COMO CONSIDERE NECESARIO. NO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA SECUENCIA QUIRÚRGICA PUEDE PROVOCAR DIFICULTAD EN LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE, PROVOCANDO UNA COMPRESIÓN EXCESIVA EN EL LECHO IMPLANTARIO.



Debe insertar el implante en su totalidad quedando el cuello mecanizado expuesto. 0.7 mm en el caso del implante Essential® Cone. 1.5 mm en el caso del implante Essential® Cone 1.5.



ADVERTENCIAS

NO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA SECUENCIA QUIRÚRGICA PUEDE PROVOCAR DIFICULTAD EN LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA LLAVE CARRACA NO DISPONE DE NINGÚN TIPO DE CALIBRACIÓN ESPECÍFICA, PUDIENDO GENERAR UNA FUERZA EXCESIVA QUE DAÑE LA INTEGRIDAD DEL IMPLANTE Y DEL INSTRUMENTAL, ADEMÁS DE GENERAR UNA COMPRESIÓN ALVEOLAR EXCESIVA, QUE PROVOQUE NECROSIS ÓSEA Y EN CONSECUENCIA PERDIDA DE LA FIJACIÓN. LA INSERCIÓN FORZADA DEL IMPLANTE PUEDE PRODUCIR:

- DAÑOS EN LA CONEXIÓN
- DAÑOS EN EL INSTRUMENTAL INDICADO PARA LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE.
- SOLDADURA EN FRÍO DE DICHO INSTRUMENTAL CON EL IMPLANTE.
- LA NO OSTEOINTEGRACIÓN DEL IMPLANTE POR COMPRESIÓN EXCESIVA EN EL HUESO RECEPTOR.

PASO A PASO [A MOTOR] COLOCACIÓN CON LLAVE A MOTOR

10 07 04	LLAVE C/A
10 07 04 L	LLAVE C/A LARGA



Inserte la llave a fricción e inicie el roscado definitivo del implante.

ADVERTENCIAS

DEBE VERIFICAR QUE EL CONTRA-ÁNGULO FIJA CORRECTAMENTE LA LLAVE A MOTOR [LLAVE C/A]. NO DEBE INICIAR LA MANIOBRA DE ROSCADO SIN COMPROBAR QUE EL ENCAJE DE LA LLAVE CON EL IMPLANTE ES CORRECTO. SUPERAR EL TORQUE DE 45 NCM PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL CONTRA-ÁNGULO Y EN LA LLAVE A MOTOR. SI EN LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE LA RESISTENCIA QUE OFRECE EL HUESO ES ALTA, SE DEBE CAMBIAR EL SENTIDO DE LA LLAVE A MOTOR A SENTIDO ANTIHORARIO, DESENROSCANDO EL IMPLANTE APROXIMADAMENTE 2 VUELTAS. A CONTINUACIÓN CAMBIAR EL MOTOR A SENTIDO HORARIO PROSIGUIENDO CON EL ROSCADO. DE ESTA FORMA SE LIBERA EL HUESO DE LAS TENSIONES PROVOCADAS Y SE FACILITA EL LABRADO DE LA ESPIRA. REPITA ESTE PASO TANTAS VECES COMO CONSIDERE NECESARIO. SI LA RESISTENCIA QUE OFRECE EL HUESO SUPERA LOS 45 NCM, Y NO PERMITE LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE, RETIRE LA LLAVE A MOTOR Y PROSIGA CON LA LLAVE CARRACA. NO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA SECUENCIA QUIRÚRGICA PUEDE PROVOCAR DIFICULTAD EN LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE, PROVOCANDO UNA COMPRESIÓN EXCESIVA EN EL LECHO IMPLANTARIO.



En casos de implantes transmucosos o de difícil acceso, la marca láser es una ayuda visual para la correcta localización de la plataforma del implante.



listado de referencias

10 35 08	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 3.5 X 08 MM	10 02 01 T	FRESA LANCEOLADA [TP]
10 35 10	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 3.5 X 10 MM	10 02 01 LT	FRESA LANCEOLADA LARGA [TP]
10 35 12	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 3.5 X 12 MM	10 02 02 T	FRESA DE INICIACION Ø 2.35 MM [TP]
10 35 14	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 3.5 X 14 MM	10 02 02 LT	FRESA DE INICIACION LARGA Ø 2.35 MM [TP]
10 40 08	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.0 X 08 MM	10 02 03 T	FRESA PILOTO Ø 2.8 MM [TP]
10 40 10	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.0 X 10 MM	10 02 03 LT	FRESA PILOTO LARGA Ø 2.8 MM [TP]
10 40 12	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.0 X 12 MM	10 02 04	FRESA AVELLANADORA Ø 4.5 MM
10 40 14	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.0 X 14 MM	10 02 07	FRESA AVELLANADORA Ø 6 MM
10 45 08	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.5 X 08 MM	10 02 05 T	FRESA Ø 3.3 MM [TP]
10 45 10	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.5 X 10 MM	10 02 05 LT	FRESA LARGA Ø 3.3 MM [TP]
10 45 12	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.5 X 12 MM	10 02 06 T	FRESA Ø 3.6 MM [TP]
10 45 14	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.5 X 14 MM	10 02 06 LT	FRESA LARGA Ø 3.6 MM [TP]
10 48 08	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.8 X 08 MM	10 02 09 T	FRESA Ø 4.1 MM [TP]
10 48 10	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.8 X 10 MM	10 02 09 LT	FRESA LARGA Ø 4.1 MM [TP]
10 48 12	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.8 X 12 MM	10 02 08 T	FRESA Ø 4.5 MM [TP]
10 48 14	IMPLANTE ESSENTIAL CONE Ø 4.8 X 14 MM	10 03 01	INICIADOR DE ROSCA Ø 3.5 MM [ROJO]
		10 03 02	INICIADOR DE ROSCA Ø 4.0 MM [AZUL]
		10 03 04	INICIADOR DE ROSCA Ø 4.5 MM [NEGRO]
		10 03 03	INICIADOR DE ROSCA Ø 4.8 MM [VERDE]
		10 06 12	MENSURADOR Ø 3.5 MM
		10 06 13	MENSURADOR Ø 4.0 MM
		10 06 14	MENSURADOR Ø 4.5 MM
		10 06 15	MENSURADOR Ø 4.8 MM
		10 06 05	PARALELIZADOR
		JDTWKLF	LLAVE JDTORQUE® CARRACA
		JDTWKL	LLAVE JDTORQUE® DINAMOMÉTRICA
		K 7000 A	LLAVE PLANA
		10 07 02	ADAPTADOR PARA CARRACA
		10 07 02 L	ADAPTADOR LARGO PARA CARRACA
		10 07 04	LLAVE C/A
		10 07 02 XL	ADAPTADOR EXTRA LARGO PARA CARRACA
		10 07 04 L	LLAVE C/A LARGA

GUÍA RÁPIDA

cone essential® cone 1.5 essential®

cone essential® cone 1.5 essential® GUÍA RÁPIDA

Todos los productos KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM cumplen con las leyes y regulaciones aplicables a los dispositivos médicos tales como: Directivas europeas MDD 93/42/ECC modificada por 2007/47EC - Regulaciones de los Estados Unidos US FDA 21CFR 820 - Normas de Calidad EN ISO 13485 y otras normativas y regulaciones aplicables.



SONDICO S.L. es fabricante de material médico-quirúrgico, concretamente de implantes dentales, y de productos médico-quirúrgicos relacionados, siendo KLOCKNER S.A. el distribuidor oficial en España y representante autorizado para la CE de dicho material. Los productos descritos en este documento son para su adquisición y uso, únicamente por profesionales médicos debidamente entrenados y cualificados en el sector, y no deben ser revertidos. Por otra parte, el cambio, reparación, o reembolso de este material, se realizará tal y como se expone por escrito en el dorso de la hoja de factura, "condiciones de venta". Los dispositivos descritos en este documento son fabricados por: SONDICO, S.L. - Aragón, Fiteri Rosell, 4 bis local nº 2 - ESALDES-ENGORDANI - ANDORRA. Y distribuidos en España por: KLOCKNER S.A. - Via Augusta, 158 9ª planta - 08006 - BARCELONA.

Solo para USA: SONDICO S.L. y KLOCKNER S.A. no practican medicina y por tanto no recomiendan ni técnicas quirúrgicas ni material médico-quirúrgico a pacientes. SONDICO S.L. y KLOCKNER S.A. no garantizan un resultado en particular o beneficios derivados del uso de dicho material médico-quirúrgico fabricado y/o vendido por ellos mismos, y declinan/reagan cualquier responsabilidad en lo que respecta al uso de dicho material acerca de la interpretación de la información descrita en este documento, ya que no puede garantizar la obtención de un resultado concreto. Cualquier testimonio, opinión o instrucción descrita en este documento y atribuido a cualquier profesional médico, clínico, investigador o cualquier personal cualificado, son los testimonios, opiniones e instrucciones de dichas partes, y no son testimonios, opiniones o instrucciones realizadas por empleados de SONDICO S.L. o KLOCKNER S.A. Por tanto ni SONDICO S.L. ni KLOCKNER S.A. son responsables de ninguna afirmación o declaración realizadas por dichas partes. El uso y/o la elección de un tratamiento indebido de cualquier material médico y/o quirúrgico descrito en este documento, es únicamente responsabilidad del usuario de dicho material. SONDICO S.L. y KLOCKNER S.A. se reservan el derecho tanto de modificar el material médico-quirúrgico descrito en este documento y de cambiar su especificación, así como de interrumpir la venta del mismo en cualquier momento. Ni SONDICO S.L. ni KLOCKNER S.A. son responsables de las consecuencias, daños o incidentes derivados de su mal uso, ya sea del uso de dicho material únicamente o en combinación con otros productos.

ADVERTENCIA:
NO TODOS LOS PRODUCTOS KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS PAÍSES.



www.klocknerimplantsystem.com

GUÍA RÁPIDA

cone essential® cone 1.5 essential®



DIÁMETRO 3.5 MM

10 02 01 T / 10 02 01 LT 1500 - 3000 R.P.M. Ø 2.35 MM
 ALTERNATIVA A 10 02 01 LT 10 02 02 T* / 10 02 02 LT* 300 - 600 R.P.M. Ø 2.35 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 03 T / 10 02 03 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 2.8 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 04 1500 - 3000 R.P.M. Ø 4.5 MM MAX
 10 02 05 T / 10 02 05 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 3.3 MM
 10 06 12 Ø 3.5 MM
 10 03 01 20 R.P.M. Ø 3.5 MM

DIÁMETRO 4.0 MM

10 02 01 T / 10 02 01 LT 1500 - 3000 R.P.M. Ø 2.35 MM
 ALTERNATIVA A 10 02 01 LT 10 02 02 T* / 10 02 02 LT* 300 - 600 R.P.M. Ø 2.35 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 03 T / 10 02 03 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 2.8 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 04 1500 - 3000 R.P.M. Ø 4.5 MM
 10 02 06 T / 10 02 06 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 3.6 MM
 10 06 13 Ø 4.0 MM
 10 03 02 20 R.P.M. Ø 4.0 MM

DIÁMETRO 4.5 MM

10 02 01 T / 10 02 01 LT 1500 - 3000 R.P.M. Ø 2.35 MM
 ALTERNATIVA A 10 02 01 LT 10 02 02 T* / 10 02 02 LT* 300 - 600 R.P.M. Ø 2.35 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 03 T / 10 02 03 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 2.8 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 04 1500 - 3000 R.P.M. Ø 4.5 MM
 10 02 10 T / 10 02 10 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 3.3 MM
 10 02 09 T / 10 02 09 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 4.1 MM
 10 06 14 Ø 4.5 MM
 10 03 04 20 R.P.M. Ø 4.5 MM

DIÁMETRO 4.8 MM

10 02 01 T / 10 02 01 LT 1500 - 3000 R.P.M. Ø 2.35 MM
 ALTERNATIVA A 10 02 01 LT 10 02 02 T* / 10 02 02 LT* 300 - 600 R.P.M. Ø 2.35 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 03 T / 10 02 03 LT 300 - 600 R.P.M. Ø 2.8 MM
 10 06 05 PARALELIZADOR
 10 02 11 T 300 - 600 R.P.M. Ø 3.6 MM
 10 02 07 1500 - 3000 R.P.M. Ø 6 MM
 10 02 08 T 300 - 600 R.P.M. Ø 2.8 MM
 10 06 15 Ø 4.8 MM
 10 03 03 20 R.P.M. Ø 4.8 MM

DIÁMETRO 3.5 MM

cone cone 1.5

DIÁMETRO 4.0 MM

cone cone 1.5

DIÁMETRO 4.5 MM

cone cone 1.5

DIÁMETRO 4.8 MM

cone cone 1.5

NOTA: EN LAS SIGUIENTES SECUENCIAS SE MUESTRA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE 12 MM DE LONGITUD.

ADVERTENCIAS
 NO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA SECUENCIA QUIRÚRGICA PUEDE PROVOCAR:
 - DIFICULTAD EN LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE, PROVOCANDO UNA SOBRE COMPRESIÓN EN EL LECHO IMPLANTARIO.
 - FALTA DE ESTABILIDAD PRIMARIA.
 - FALLO DE LA OSTEointegración.
 TODOS LOS INSTRUMENTOS CORTANTES Y ROTATORIOS PUEDEN INVADIR ZONAS ANATÓMICAS COMPROMETIDAS COMO:
 - FOSAS NASALES.
 - SENOS MAXILARES.
 - NERVIOS DENTARIOS.
 - AGUJERO MENTONIANO.
 - ARTERIA LINGUAL.

ASEGURAR EL INSTRUMENTAL CON UN HILO TRACTOR A FIN DE EVITAR LA DEGLUCIÓN O ASPIRACIÓN DE DICHO MATERIAL. SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE LAS FRESAS NO DEBEN DE EXCEDER LOS 5 USOS. COMPROBAR QUE LAS FRESAS ESTÁN EN BUEN ESTADO Y EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SU USO.

DEBIDO A LA RELACIÓN EN CUANTO A MEDIDAS DE LAS FRESAS E IMPLANTES, SE DEBE SEGUIR LA SECUENCIA DESCRITA EN TODOS LOS CASOS.

ANTES DE SU USO, VERIFICAR QUE LA PIEZA DE MANO FIJA LAS FRESAS PERFECTAMENTE Y QUE EL GIRO ES CORRECTO, COMPROBANDO QUE LA IRRIGACIÓN ES ADECUADA. LA EXCENTRICIDAD DE CUALQUIER ELEMENTO DE CORTE ROTATORIO PUEDE PROVOCAR UNA SOBREDIMENSIÓN ALVEOLAR.

EL FALLO EN EL SOPORTE DE LOS INSTRUMENTOS EN BOCA PUEDE PROVOCAR SU DESPRENDIMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CAVIDAD BUCAL Y SU POSIBLE DEGLUCIÓN O ASPIRACIÓN.

ES FUNDAMENTAL LA IRRIGACIÓN ABUNDANTE CON SOLUCIÓN ESTÉRIL DURANTE EL PROCESO DE FRESADO, PARA EVITAR DAÑAR EL TEJIDO ÓSEO Y NO COMPROMETER LA OSTEointegración DEL IMPLANTE. LA FALTA DE IRRIGACIÓN CON EL USO DE INSTRUMENTOS ROTATORIOS PUEDE PROVOCAR NECROSIS ÓSEA.

NO SE DEBE EXCEDER LAS REVOLUCIONES INDICADAS. REALIZAR FUERZAS DE PALANCA DURANTE EL PROCESO DE FRESADO, PUEDE PROVOCAR LA ROTURA DEL INSTRUMENTO. SUPERAR LOS 45 NCM DE TORQUE PUEDE DETERIORAR LA CONEXIÓN DEL MATERIAL QUIRÚRGICO EN EL CONTRA-ÁNGULO, E INCLUSO DAÑAR LA CABEZA DEL CONTRA-ÁNGULO.

SE DEBE EJERCER UNA PRESIÓN ALTERNATIVA, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE FRESADO INTERMITENTE.

LA PÉRDIDA DEL COLOR IDENTIFICATIVO DE LAS FRESAS PUEDE PROVOCAR ERRORES EN LA SECUENCIA DE FRESADO.

KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

*En situaciones de huesos D1, y en zonas cercanas a accidentes anatómicos o de espacios comprometidos, puede utilizar esta fresa de iniciación para confirmar el alvéolo en profundidad.

INICIADORES · SISTEMÁTICA DE USO

INSERCIÓN DEL INICIADOR

10 03 01	INICIADOR DE ROSCA Ø 3.5 MM [ROJO]
10 03 02	INICIADOR DE ROSCA Ø 4.0 MM [AZUL]
10 03 04	INICIADOR DE ROSCA Ø 4.5 MM [NEGRO]
10 03 03	INICIADOR DE ROSCA Ø 4.8 MM [VERDE]


UTILICE EL INICIADOR DE ROSCA PARA LABRAR LA ESPIRA DEL IMPLANTE ESSENTIAL® CONE. PUEDE TRABAJAR CON LA LLAVE CARRACA O DINAMOMÉTRICA Y LOS ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA LA INSERCIÓN DE INICIADORES DE ROSCA.

GUÍA DE LABRADO DE ROSCA

TIPO HUESO	DIÁMETRO IMPLANTES			
	3.5	4.0	4.5**	4.8
D1*		COMPLETO		
D2*		COMPLETO		
D3*		CORTICAL		
D4*		CORTICAL		

CORTICAL
 Labrar la rosca a nivel de la cortical.

COMPLETO
 Labrar la rosca en profundidad total del lecho implantario.



ADVERTENCIAS
 NO DEBE INICIAR LA MANIOBRA DE ROSCADO SIN COMPROBAR QUE EL ENCAJE DEL ADAPTADOR CON EL INICIADOR ES CORRECTO. NO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA SECUENCIA QUIRÚRGICA PUEDE PROVOCAR DIFICULTAD EN LA INSERCIÓN DEL INICIADOR PROVOCANDO UNA COMPRESIÓN EXCESIVA EN EL LECHO IMPLANTARIO. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA LLAVE CARRACA NO DISPONE DE NINGÚN TIPO DE CALIBRACIÓN ESPECÍFICA, PUDIENDO GENERAR UNA FUERZA EXCESIVA QUE DAÑE LA INTEGRIDAD DEL INSTRUMENTAL, ADEMÁS DE GENERAR UNA COMPRESIÓN ALVEOLAR EXCESIVA, QUE PROVOQUE NECROSIS ÓSEA Y EN CONSECUENCIA PÉRDIDA DE LA FIJACIÓN. SI EN LA INSERCIÓN DEL INICIADOR, LA RESISTENCIA QUE OFRECE EL HUESO ES ALTA SE DEBE CAMBIAR EL SENTIDO DE LA LLAVE CARRACA O DINAMOMÉTRICA A SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ [OUT] DESENROSCANDO EL INICIADOR APROXIMADAMENTE 2 VUELTAS. A CONTINUACIÓN CAMBIAR LA LLAVE A SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ [IN] PROSIGUIENDO CON EL ROSCADO. DE ESTA FORMA SE LIBERA EL HUESO DE LAS TENSIONES PROVOCADAS Y SE FACILITA EL LABRADO DE LA ESPIRA. REPITA ESTE PASO TANTAS VECES COMO CONSIDERE NECESARIO.

COLOCACIÓN CON LLAVE CARRACA O DINAMOMÉTRICA

- JDTWKLF LLAVE JDTORQUE® CARRACA
- JDTWKL LLAVE JDTORQUE® DINAMOMÉTRICA
- 10 07 02 ADAPTADOR PARA CARRACA
- 10 07 02 L ADAPTADOR LARGO PARA CARRACA
- 10 07 02 XL ADAPTADOR EXTRA LARGO PARA CARRACA



INSERCIÓN
 Se posiciona el iniciador en el adaptador, y se inicia la maniobra de roscado con la llave carraca o dinamométrica [IN] realizando movimientos rotacionales lentos.



DES INSERCIÓN
 Una vez alcanzada la profundidad deseada con el iniciador, desacople la llave de adaptador, cambiando el sentido [OUT] para proceder a su retirada.

GUÍA RÁPIDA

cone essential® cone 1.5 essential®