

# El principio de todo flujo digital integral

Los **i-Medlocate® scan abutments** se utilizan para digitalizar la posición de los implantes o réplicas y están indicados para su uso intraoral y extraoral . Son la clave del éxito de los flujos digitales.

Desarrollados íntegramente por nuestro departamento de I+D+i, están fabricados en Titanio grado 5 según ASTM F136 (Ti-6AL-4V) con una precisión de 8µ.

Están procesados con un exclusivo tratamiento de superficie para optimizar al máximo la digitalización de la geometría del scan abutment independientemente de la tecnología de escaneo utilizada.

El marcado láser es el sello de garantía **Archimedes®** y facilita la identificación durante el proceso de digitalización.

Los **i-Medlocate®** han sido validados con los principales escáneres intraorales del mercado y dan acceso a todas las soluciones y materiales disponibles en **Archimedes®**, incluido el flujo digital **Medinhouse®** para las interfaces **medproTibase®**.

Con **i-medlocate®**, se abre un mundo de posibilidades en soluciones digitales


Soluciones unitarias  
Soluciones múltiples



**medpro<sup>screw</sup>**  
Disponible para las principales marcas del mercado.



**medpro<sup>360°</sup>**  
Correcciones de angulación de hasta 30°.



**medpro<sup>TiBase</sup>**  
Bases de titanio para el flujo digital.



**medlab3D®**  
Nuestro servicios de impresión 3D.



## MARCADO LÁSER

Identificación y selección de la librería. El sello de calidad de **Archimedes®**.

## TITANIO GRADO 5

Flujo digital intraoral y extraoral. Proceso validado de esterilización y limpieza.

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIE AST

Optimiza la digitalización de la geometría.



## 8µ DE PRECISIÓN

Validados con los principales scáneres intraorales del mercado.


## DISPONIBLE PARA LAS PRINCIPALES MARCAS\*

Estructuras unitarias y múltiples directas a implantes o con interfase **MedproTibase®**. Todos ellos con solución de angulación de chimenea **Medpro360®** (\*2019).

« Los scan abutments son la base y la clave del éxito de las rehabilitaciones fabricadas a través de flujo digital »



Two concepts  
One digital way



©ARCHIMEDES®, 2020. Reservados todos los derechos. [www.archimedespro.com](http://www.archimedespro.com)  
 Se incluyen marcas comerciales de otros fabricantes registradas por sus respectivos propietarios.

i-medlocate®

