


PRÓTESIS CEMENTADA

CEMENTADA STANDARD

PILAR RECTO + TORNILLO + CALCINABLE

92 10 08 U	SET PILAR RECTO NV CEMENTADO UNITARIO [AT1 - AP4.5]	18 10 08	18 12 01
92 10 09 U	SET PILAR RECTO NV CEMENTADO UNITARIO [AT2 - AP4.5]	18 10 09	18 12 01
92 10 10 U	SET PILAR RECTO NV CEMENTADO UNITARIO [AT3 - AP4.5]	18 10 10	18 12 01
92 10 08	SET PILAR RECTO NV CEMENTADO MÚLTIPLE [AT1 - AP4.5]	18 10 08	18 12 02
92 10 09	SET PILAR RECTO NV CEMENTADO MÚLTIPLE [AT2 - AP4.5]	18 10 09	18 12 02
92 10 10	SET PILAR RECTO NV CEMENTADO MÚLTIPLE [AT3 - AP4.5]	18 10 10	18 12 02
92 10 48 U	SET PILAR RECTO RV CEMENTADO UNITARIO [AT1 - AP4.5]	18 10 48	18 12 11
92 10 49 U	SET PILAR RECTO RV CEMENTADO UNITARIO [AT2 - AP4.5]	18 10 49	18 12 11
92 10 50 U	SET PILAR RECTO RV CEMENTADO UNITARIO [AT3 - AP4.5]	18 10 50	18 12 11
92 10 48	SET PILAR RECTO RV CEMENTADO MÚLTIPLE [AT1 - AP4.5]	18 10 48	18 12 12
92 10 49	SET PILAR RECTO RV CEMENTADO MÚLTIPLE [AT2 - AP4.5]	18 10 49	18 12 12
92 10 50	SET PILAR RECTO RV CEMENTADO MÚLTIPLE [AT3 - AP4.5]	18 10 50	18 12 12



PRÓTESIS ATORNILLADAS

ATORNILLADA STANDARD

PERMANENT[®]

PILAR PERMANENT + TORNILLO + CALCINABLE + TORNILLO

92 10 30 U	SET PILAR PERMANENT RECTO UNITARIO NV [1.0 MM]	18 10 30 U	18 12 03	10 11 21
92 10 31 U	SET PILAR PERMANENT RECTO UNITARIO NV [2.0 MM]	18 10 31 U	18 12 03	10 11 21
92 10 32 U	SET PILAR PERMANENT RECTO UNITARIO NV [3.0 MM]	18 10 32 U	18 12 03	10 11 21
92 10 30	SET PILAR PERMANENT RECTO MÚLTIPLE NV [1.0 MM]	18 10 30 M	18 12 04	10 11 21
92 10 31	SET PILAR PERMANENT RECTO MÚLTIPLE NV [2.0 MM]	18 10 31 M	18 12 04	10 11 21
92 10 32	SET PILAR PERMANENT RECTO MÚLTIPLE NV [3.0 MM]	18 10 32 M	18 12 04	10 11 21
92 10 70 U	SET PILAR PERMANENT RECTO UNITARIO RV [1.0 MM]	18 10 70 U	18 12 03	10 11 21
92 10 71 U	SET PILAR PERMANENT RECTO UNITARIO RV [2.0 MM]	18 10 71 U	18 12 03	10 11 21
92 10 72 U	SET PILAR PERMANENT RECTO UNITARIO RV [3.0 MM]	18 10 72 U	18 12 03	10 11 21
92 10 70	SET PILAR PERMANENT RECTO MÚLTIPLE RV [1.0 MM]	18 10 70 M	18 12 04	10 11 21
92 10 71	SET PILAR PERMANENT RECTO MÚLTIPLE RV [2.0 MM]	18 10 71 M	18 12 04	10 11 21
92 10 72	SET PILAR PERMANENT RECTO MÚLTIPLE RV [3.0 MM]	18 10 72 M	18 12 04	10 11 21



ATORNILLADA ANGULADA


PERMANENT[®]

PILAR PERMANENT ANGULADO + TORNILLO + CALCINABLE + TORNILLO

92 10 19	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 15° NV [2.0 MM]	18 10 19	18 12 04	10 11 21
92 10 20	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 15° NV [3.0 MM]	18 10 20	18 12 04	10 11 21
92 10 21	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 15° NV [4.0 MM]	18 10 21	18 12 04	10 11 21
92 10 22	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 30° NV [2.0 MM]	18 10 22	18 12 04	10 11 21
92 10 23	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 30° NV [3.0 MM]	18 10 23	18 12 04	10 11 21
92 10 24	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 30° NV [4.0 MM]	18 10 24	18 12 04	10 11 21
92 10 59	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 15° RV [2.0 MM]	18 10 59	18 12 04	10 11 21
92 10 60	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 15° RV [3.0 MM]	18 10 60	18 12 04	10 11 21
92 10 61	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 15° RV [4.0 MM]	18 10 61	18 12 04	10 11 21
92 10 62	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 30° RV [2.0 MM]	18 10 62	18 12 04	10 11 21
92 10 63	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 30° RV [3.0 MM]	18 10 63	18 12 04	10 11 21
92 10 64	SET PILAR PERMANENT ANGULADO 30° RV [4.0 MM]	18 10 64	18 12 04	10 11 21



CEMENTADA STANDARD
PILAR RECTO + TORNILLO + CALCINABLE



ATORNILLADA STANDARD
PILAR PERMANENT + TORNILLO + CALCINABLE + TORNILLO

PERMANENT®



ATORNILLADA ANGULADA
PILAR PERMANENT ANGULADO + TORNILLO + CALCINABLE + TORNILLO

PERMANENT®



PERMANENT®

El pilar PERMANENT permite su colocación el día de la inserción del implante, posibilitando de esta manera, el trabajo sobre el pilar en el proceso de confección de la prótesis. Las diferentes alturas transepiteliales disponibles facilitan la selección del pilar en función las necesidades de cada caso y según las características del tejido blando periimplantario o bien de los objetivos de tratamiento. El uso del pilar definitivo desde el momento de la colocación del implante, ayuda a la preservación del hueso crestal que rodea a los implantes, al evitar su retirada y colocación en los diferentes pasos de elaboración de la rehabilitación protésica.

El implante Vega, junto con los componentes de prótesis diseñados para su rehabilitación, busca la preservación del tejido óseo periimplantario y de esta manera una mayor estabilidad del tejido blando, siendo su uso de indicación preferente en localizaciones estéticas. Este objetivo se optimiza si se combina la inserción del implante con la colocación del pilar de prótesis. Los pilares Permanent y su familia de componentes, facilitan el trabajo del dentista restaurador al no ser necesaria su remoción una vez instalado, para la ejecución de cada una de las fases de la elaboración de la prótesis.



Todos los productos KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM cumplen con las leyes y regulaciones aplicables a los dispositivos médicos tales como: Directivas europeas MDD 93/42/ECC modificada por 2007/47/EC · Regulaciones de los Estados Unidos US FDA 21CFR 820 · Normas de Calidad EN ISO 13485 y otras normativas y regulaciones aplicables.



SOADCO S.L. es fabricante de material médico-quirúrgico, concretamente de implantes dentales, y de productos médico-quirúrgicos relacionados, siendo KLOCKNER S.A. el distribuidor oficial en España y representante autorizado para la CE de dicho material. Los productos descritos en este documento son para su adquisición y uso, únicamente por profesionales médicos debidamente entrenados y cualificados en el sector, y no deben ser revendidos. Por otra parte, el cambio, reparación, o reembolso de este material, se realizará tal y como se expone por escrito en el dorso de la hoja de factura, "condiciones de venta". Los dispositivos descritos en este documento son fabricados por: SOADCO, S.L. - Augda. Fiter i Rossell, 4 bis local nº 2 - ESCALDES-ENGORDANY - ANDORRA. Y distribuidos en España por: KLOCKNER S.A. - Via Augusta, 158 9ª planta - 08006 - BARCELONA.

Solo para USA: SOADCO S.L. y KLOCKNER S.A. no practican medicina y por tanto no recomiendan ni técnicas quirúrgicas ni material médico-quirúrgico a pacientes. SOADCO S.L. y KLOCKNER S.A. no garantizan un resultado en particular o beneficios derivados del uso de dicho material médico-quirúrgico fabricado y/o vendido por ellos mismos, y declinan/niegan cualquier responsabilidad en lo que respecta al uso de dicho material acerca de la interpretación de la información descrita en este documento, ya que no puede garantizar la obtención de un resultado concreto. Cualquier testimonio, opinión o instrucción descrita en este documento y atribuido a cualquier profesional médico, clínico, investigador, o cualquier personal cualificado, son los testimonios, opiniones e instrucciones de dichas partes, y no son testimonios, opiniones o instrucciones realizadas por empleados de SOADCO S.L. o KLOCKNER S.A. Por tanto ni SOADCO S.L. ni KLOCKNER S.A. son responsables de ninguna afirmación o declaración realizadas por dichas partes. El uso y/o la elección de un tratamiento indebido de cualquier material médico y/o quirúrgico descrito en este documento, es únicamente responsabilidad del usuario de dicho material. SOADCO S.L. y KLOCKNER S.A. se reservan el derecho tanto de modificar el material médico - quirúrgico descrito en este documento y de cambiar su especificación, así como de interrumpir la venta del mismo en cualquier momento. Ni SOADCO S.L. ni KLOCKNER S.A. son responsables de las consecuencias, daños o incidentes derivados de su mal uso, ya sea del uso de dicho material únicamente o en combinación con otros productos.

ADVERTENCIA:

NO TODOS LOS PRODUCTOS KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS PAÍSES.



www.klocknerimplantsystem.com